

# VRTX CTLSO

VRTX CTLSO erbjuder idealisk rörelsebegränsning för akuta thorakolumbala ryggradstrauman och postoperativa patienter. Den heltäckande standardlösningen för cervikal- och korsbensområdet erbjuder specialdesignade funktioner, sparar resurser och påskyndar patientvården.

VRTX CTLSO har en symmetrisk ryggsdesign, kortare laterala sidor och fönster för tidsstämpling vid byte av polstring, vilket ger en förbättrad passform. Den förenklade tvådelade bivågade designen möjliggör enklare anpassning och minskar behovet av att vända patienten under klinisk tillämpning. Optimal rörelsebegränsning med axelremmar för stabilisering av patientens rörelse. Den bomullsfodrade, allergivänliga skumvadderingen med öppna celler transporterar bort fukt från huden och låter luftflödet torka upp eventuell fukt. Tätt, klickbart skumvaddering ger extra dämpning för att förhindra att huden bryts ned.

VRTX CTLSO kan trappas ned till TLSO eller LSO beroende på patientens behov.

## Användningsområde

Postoperativt stöd, Degenerativ disksjukdom, Utbuktning eller diskbråck, Frakturbehandling, Spondylolys, Spondylolisthesis, Spinal stenosis, Kyfos.

För att ta del av samtliga indikationer, vänligen konsultera produktens IFU.

## Kontraindikation

Överkänslighet eller allergi mot något av de material som ortosen är tillverkad av. Svullnad i lymfvävnaden orsakad av cirkulationsrubbningar. Patienter som inte får bära ortos enligt medicinska anvisningar.

## Mått

Midjeomfång



| Art.nr.   | Modell                      | Storlek          | Omkrets        | Höjd bak       | Höjd fram      |
|-----------|-----------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|
| 480820010 | VRTX CTLSO                  | X-Small          | 66-91,5 cm     | 57,15-67,31 cm | 38,10-63,50 cm |
| 480820012 | VRTX CTLSO                  | Standard         | 78,7-127 cm    | 59,69-69,85 cm | 45,72-71,12 cm |
| 480820014 | VRTX CTLSO                  | X-Large          | 129,5-177,8 cm | 59,69-69,85 cm | 45,72-71,12 cm |
| 480830010 | VRTX CTLSO Uppgraderingskit | X-Small          | -              | -              | -              |
| 480830012 | VRTX CTLSO Uppgraderingskit | Standard/X-Large | -              | -              | -              |
| 480870000 | Axelremssats                | -                | -              | -              | -              |
| 480980000 | VRTX TLSO Uppgraderingskit  | -                | -              | -              | -              |