

VRTX LSO

VRTX LSO ger bålstabilitet och riktad kompression utformad för att stödja den nedre delen av ryggraden hos traumapatienter och postoperativa patienter. VRTX LSO:s tvådelade bivalvedesign möjliggör enklare anpassning och minskar behovet av att vända patienten under klinisk tillämpning.

Ortosen har inbyggda sidopaneler som kan förlängas för att passa en mängd olika patientanatominer och SlickTrack Technology är inbyggd för en anpassningsbar kompressionsmängd. Den bomullsfodrade, allergivänliga skumvadderingen med öppna celler transporterar bort fukt från huden och låter luftflödet torka upp eventuell fukt. Tätt, klickbart skum ger extra dämpning för att förhindra att huden bryts ned.

VRTX LSO kan uppgraderas till TLSO eller CTLSO inom VRTX-produktfamiljen.

Användningsområde

Postoperativt stöd, Dekonditionerad bålmskulatur, Degenerativ disksjukdom, Utbuktning eller diskbräck, Ospecifik ländryggssmärta, Kronisk ländryggssmärta, Frakturbehandling, Spondylolys, Spondylolisthesis, Spinal stenosis, Facettsyndrom.

För att ta del av samtliga indikationer, vänligen konsultera produktens IFU.

Kontraindikation

Överkänslighet eller allergi mot något av de material som ortosen är tillverkad av. Svullnad i lymfvävnaden orsakad av cirkulationsrubbningar. Patienter som inte får bära ortos enligt medicinska anvisningar.

Mått

Midjeomfång



Art.nr.	Modell	Storlek	Omkrets	Höjd bak	Höjd fram
480830010	VRTX CTLSO Uppgraderingskit	X-Small	-	-	-
480830012	VRTX CTLSO Uppgraderingskit	Standard / X-Large	-	-	-
480850010	VRTX LSO	X-small	66-91,5 cm	39,37 cm	20,32 cm
480850012	VRTX LSO	Standard	78,7-127 cm	44,45 cm	25,4 cm
480850014	VRTX LSO	X-large	129,5-177,8 cm	49,53 cm	25,4 cm
480860010	VRTX LSO Extra polstring för nedre ryggraden	X-small	-	-	-
480860012	VRTX LSO Extra polstring för nedre ryggraden	Standard	-	-	-
480860014	VRTX LSO Extra polstring för nedre ryggraden	X-large	-	-	-
480980000	VRTX TLSO Uppgraderingskit	-	-	-	-