

VRTX TX Collar

VRTX rigida halskragar är utformade för ett brett spektrum av patientanatomier och förbättrar appliceringstiden och noggrannheten. TX Collar levereras med en lätt avtagbar thoraxförlängning, vilket ger extra täckning i thoraxregionen för optimal flexion- och extentionrörelsebegränsning.

Kragen är en del av VRTX Modular System som ger optimal rörelsebegränsning vid stabila ryggradsskador på flera nivåer - en färdig lösning för ryggraden som är redo när patienten behöver den. Den prefabricerade VRTX Collar, CTO, LSO, TLSO och CTLSO kan trappas upp eller ned beroende på patientens behov.

VRTX TX-kragen har en symmetrisk ryggspanel som är utformad för att säkerställa korrekt passform. Den justeras automatiskt till patientens neutrala huvudposition. Den har kortare laterala sidor och fler höjjusteringar för att passa ett större antal patienter, Polstringen på fram- och bakpanelen har en enkel design som underlättar byte.

Bomullspolstringen är allergivänlig och har öppna celler som transporterar bort fukt från huden och låter luftflödet torka upp eventuell fukt. Tätt, klickbart skum ger extra dämpning för att förhindra att huden bryts ned.

Användningsområde

Dekompressionsbehandling, Frakturbehandling, Postoperativ stabilisering, Whiplash, Cervikalt disksyndrom.

För att ta del av samtliga indikationer, vänligen konsultera produktens IFU.

Kontraindikation

Överkänslighet eller allergi mot något av de material som ortosen är tillverkad av. Svullnad i lymfvävnaden orsakad av cirkulationsrubbnings. Patienter som inte får bära ortos enligt medicinska anvisningar.

Mått

VRTX TX Collar är en storlek.



Art.nr.	Modell	Storlek
480740000	VRTX TX Collar	One Size
480750000	VRTX TX Collar set - Inklusive extra polstring	-
480770000	Extra Polstring	-