

VRTX Multipost Collar

VRTX rigida halskragar är utformade för ett brett spektrum av patientanatomier och förbättrar appliceringstiden och noggrannheten. Multipost Collar har till skillnad från det vanliga VRTX-kragen ett optimerat occipitalstöd och en ryggpanel som ger ökad synlighet, vilket förbättrar möjligheten att inspektera huden utan att ta av kragen.

Kragen är en del av VRTX Modular System som ger optimal rörelsebegränsning vid stabila ryggradsskador på flera nivåer - en färdig ryggradslösning som är redo när patienten behöver den. Den prefabricerade VRTX Collar, CTO, LSO, TLSO och CTLSO kan trappas upp eller ned beroende på patientens behov.

VRTX Multipost Collar har kortare laterala sidor och fler höjdjusteringar för att passa ett större antal patienter, och den har en enkel design för fram- och bakpanel för enklare byten.

Bomullspolstringen är allergivänligt och har öppna skumceller som transporterar bort fukt från huden och låter luftflödet torka upp eventuell fukt. Tätt, klickbart skum ger extra dämpning för att förhindra att huden bryts ned.

Användningsområde

Dekompressionsbehandling, Frakturbehandling, Postoperativ stabilisering, Whiplash, Cervikalt disksyndrom.

För att ta del av samtliga indikationer, vänligen konsultera produktens IFU.

Kontraindikation

Överkänslighet eller allergi mot något av de material som ortosen är tillverkad av. Svullnad i lymfvävnaden orsakad av cirkulationsrubbingar. Patienter som inte får bära ortos enligt medicinska anvisningar.

Mått

VRTX Multipost Collar är en storlek.



Art.nr.	Modell	Storlek
480650000	VRTX Multipost Collar	One Size
480660000	VRTX Multipost Collar Set - Inklusive extra polstring	-
480670000	Extra polstring	-