

Vista[®] Multipost Therapy Collar

Vista[®] MultiPost Therapy Collar är utformad för att minska symtom som kan förknippas med cervikala tillstånd som cervikogen huvudvärk, framåtlutat huvudhållning och "gamnacke". Onaturliga huvudpositioner kan förskjuta halsryggen ur linje, vilket leder till radikulopati, neuropati och cervikogen smärta. Vista[®] MultiPost Therapy Collar främjar en förbättrad miljö för läkning genom att kombinera en pneumatisk kompressionsblåsa som hjälper till att uppnå cervikal neutralitet med varm eller kall terapi avsedd att minska inflammation och muskelspasmer. Kragen ger ett lätt tryck mot hakan framtill och mot den mellersta delen av halsryggen baktill för att motverka de onaturliga krafter som orsakas av framåtlutad huvudhållning. En lättåtkomlig integrerad luftpump gör att patienten snabbt kan uppnå den kompressionsnivå som fungerar bäst för patienten. Inkluderat är ett terapipaket som ger värme- och kylbehandling.

Användningsområde

Cervikogen huvudvärk, Framåtböjd huvudställning, Muskelspasmer.

För att ta del av samtliga indikationer, vänligen konsultera produktens IFU.

Kontraindikation

Överkänslighet eller allergi mot något av de material som ortosen är tillverkad av. Svullnad i lymfvävnaden orsakad av cirkulationsrubbingar. Patienter som inte får bära ortos enligt medicinska anvisningar.

Mått

Vista[®] Multipost Therapy Collar är en storlek.



Art.nr.	Modell
480490000	VISTA Multipost Therapy Collar
480500000	Set med ersättningspolster
480510000	Extra polstring för hakpartiet.
480520000	Ersättningsset för terapipaket