

Aspen Lumbar

Aspen Lumbar Support kan hjälpa till att lindra ländryggssmärta som orsakas av spasmer eller trötta muskler. Detta oelastiska korsettband har Aspens patenterade åtdragningssystem för förbättrat stöd. Mekanismen gör det möjligt för patienten att självständigt justera korsettbandets övre och nedre del för att ge lokal kompression där det behövs. Denna lågprofilerade ortos är utformad för att ge bålstabilitet och är idealisk för aktiva patienter eller livsstilar och kan enkelt bäras under kläderna. Höjd ca 22 cm.

Användningsområde

Postoperativt stöd, Dekonditionerad bålmskulatur, Degenerativ disksjukdom, Utbuktning eller diskbråck, Ospecifik ländryggssmärta, Kronisk ländryggssmärta, Frakturbehandling, Spondylolys, Spondylolisthesis, Spinal stenosis, Facettsyndrom. För att ta del av samtliga indikationer, vänligen konsultera produktens IFU.

Kontraindikation

Överkänslighet eller allergi mot något av de material som ortosen är tillverkad av. Svullnad i lymfvävnaden orsakad av cirkulationsrubbingar. Patienter som inte får bära ortos enligt medicinska anvisningar.

Mått

Midjeomfång



Art.nr.	Modell	Storlek	Midjemått
480030010	Aspen Lumbar	X-Small	53–69 cm
480030011	Aspen Lumbar	Small	66–79 cm
480030012	Aspen Lumbar	Medium	79–91 cm
480030013	Aspen Lumbar	Large	91–107 cm
480030014	Aspen Lumbar	X-Large	104–122 cm
480030015	Aspen Lumbar	XX-Large	109–132 cm