

Aspen® LSO

Aspen® LSO är en rigid ortos som ger en vetenskapligt bevisad grad av rörelsebegränsning, samtidigt som den ger möjlighet att justera ortosen efter behov för varje enskild patient. Den är lätt att modifiera eftersom alla strukturella komponenter enkelt kan tas bort och kan värmeformas, böjas eller trimmas. Easy LeverLatch™ Closure ger patienten en stark mekanisk fördel som gör det enkelt och effektivt att dra åt ortosen för bättre rörelsebegränsning och ortosen komprimerar bålen stadigt och jämnt. Ett stort ländryggsfönster ger obehindrad sikt och fysisk åtkomst för bättre patientvård. Ger maximalt luftflöde för förbättrad komfort.

Aspen® LSO är en del av Aspen® Lumbosacral Bracing System™ och den modulära designen av LSO, LSO LoPro och TLSO möjliggör anpassning och upp- eller nedtrappning parallellt med patientens övergripande framsteg.



Användningsområde

Postoperativt stöd, Dekonditionerad bålmskulatur, Degenerativ disksjukdom, Utbuktning eller diskbräck, Ospecifik ländryggssmärta, Kronisk ländryggssmärta, Frakturbehandling, Spondylolys, Spondylolisthesis, Spinal stenosis, Facettsyndrom.

För att ta del av samtliga indikationer, vänligen konsultera produktens IFU.

Kontraindikation

Överkänslighet eller allergi mot något av de material som ortosen är tillverkad av. Svullnad i lymfvävnaden orsakad av cirkulationsrubbnings. Patienter som inte får bära ortos enligt medicinska anvisningar.

Mått

Midjeomfång

Art.nr.	Modell	Storlek	Omkrets	Höjd bak	Höjd fram
480900011	Aspen LSO kort	Small	66-99 cm	33 cm	-
480900013	Aspen LSO kort	Large	91-124 cm	41 cm	-
480910011	Aspen LSO hög	Small	81-119 cm	33 cm	-
480910013	Aspen LSO hög	Large	112-150 cm	41 cm	-
480940000	Aspen LSO/TLSO Extra polstring	-	-	-	-
480950000	Aspen TLSO Uppgraderingskit	Extra kort	-	-	28-34 cm
480960000	Aspen TLSO Uppgraderingskit	Kort	-	-	32-40 cm
480970000	Aspen TLSO Uppgraderingskit	Hög	-	-	37-46 cm