

Aspen® TLSO

Aspen® TLSO är ett mångsidigt alternativ som ger en hög grad av rörelsebegränsning genom patientens mitt-thoraxregion utan att kompromissa med komforten. VectorPoint™ bröstpanel anpassar sig till varje patients längd och profil. Den vadderade bröstpanelen förankrar korsettens fram- och baksida i en främre vektorpunkt i den övre bröstregionen. Aspen® TLSO är lätt att modifiera eftersom alla strukturella komponenter är lätta att ta bort och kan värmeformas, böjas eller trimmas. Easy LeverLatch™-stängning ger patienten en stark mekanisk fördel som gör det enkelt och effektivt att dra åt ortosen för bättre rörelsebegränsning och ortosen komprimerar bålén stadigt och jämnt. Ett stort ländryggsfönster ger obehindrad sikt och fysisk åtkomst för bättre patientvård. Ger maximalt luftflöde för förbättrad komfort.

Aspen® TLSO är en del av Aspen® Lumbosacral Bracing System™ och den modulära designen av TLSO, LSO och LSO LoPro möjliggör anpassning och upp- eller nedtrappning parallellt med patientens övergripande framsteg.

Användningsområde

Postoperativt stöd, Degenerativ disksjukdom, Utbuktning eller diskbråck, Frakturbehandling, Spondylolys, Spondylolisthesis, Spinal stenosis, Kyfos.

För att ta del av samtliga indikationer, vänligen konsultera produktens IFU.

Kontraindikation

Överkänslighet eller allergi mot något av de material som ortosen är tillverkad av. Svullnad i lymfvävnaden orsakad av cirkulationsrubbningar. Patienter som inte får bära ortos enligt medicinska anvisningar.

Mått

Midjeomfång

Art.nr.	Modell	Storlek	Omkrets	Höjd bak	Höjd fram
480920011	Aspen TLSO kort	Small	66-99 cm	33 cm	32-40 cm
480920013	Aspen TLSO kort	Large	91-124 cm	41 cm	32-40 cm
480930011	Aspen TLSO Hög	Small	81-119 cm	33 cm	37-46 cm
480930013	Aspen TLSO Hög	Large	112-150 cm	41 cm	37-46 cm
480940000	Aspen LSO/TLSO Extra polstring	-	-	-	-
480950000	Aspen TLSO Uppgraderingskit	Extra kort	-	-	28-34 cm
480960000	Aspen TLSO Uppgraderingskit	Kort	-	-	32-40 cm
480970000	Aspen TLSO Uppgraderingskit	Hög	-	-	37-46 cm

