

Aspen® LSO LoPro

Aspen® LSO LoPro är en rigid ortos som ger en vetenskapligt bevisad grad av rörelsebegränsning, samtidigt som det finns möjlighet att justera ortosen efter behov för varje enskild patient.

LoPro-modellen har en lägre profil än den vanliga Aspen LSO och avtagbara sidopaneler. Den ger enkel åtkomst för modifiering eftersom alla strukturella komponenter enkelt kan tas bort och kan värmeformas, böjas eller trimmas. Easy LeverLatch™-stängning ger patienten en stark mekanisk fördel som gör det enkelt och effektivt att dra åt ortosen för bättre rörelsebegränsning samt komprimerar bälten stadigt och jämnt.

Ett stort ländryggsfönster ger obehindrad sikt och fysisk åtkomst för bättre patientvård. Ger maximalt luftflöde för förbättrad komfort. Aspen® LSO LoPro är en del av Aspen® Lumbosacral Bracing System™ och den modulära designen av LSO, LSO LoPro och TLSO möjliggör anpassning och steg upp eller ner parallellt med patientens övergripande framsteg.

Användningsområde

Postoperativt stöd, Dekonditionerad bålmskulatur, Degenerativ disksjukdom, Utbuktning eller diskbråck, Ospecifik ländryggssmärta, Kronisk ländryggssmärta, Frakturbehandling, Spondylolys, Spondylolisthesis, Spinal stenosis, Facettsyndrom.

För att ta del av samtliga indikationer, vänligen konsultera produktens IFU.

Kontraindikation

Överkänslighet eller allergi mot något av de material som ortosen är tillverkad av. Svullnad i lymfvävnaden orsakad av cirkulationsrubbningar. Patienter som inte får bära ortos enligt medicinska anvisningar.

Mått

Midjemått

Art.nr.	Modell	Storlek	Omkrets
480880011	Aspen LSO LoPro	Small	66-99 cm
480880013	Aspen LSO LoPro	Large	91-124 cm
480880014	Aspen LSO LoPro	X-Large	117-158 cm
480890013	Aspen LSO LoPro Extra polstring	Small/Large	-
480890014	Aspen LSO LoPro Extra polstring	X-Large	-

