

Vista TLSO

Vista® TLSO ett mångsidigt alternativ som ger en hög grad av rörelsebegränsning genom patientens mitt-thoraxregion, utan att kompromissa med komforten under läkningsprocessen.

De tre olika konfigurationerna för axelremmarna och tekniken för höjdjustering anpassar sig efter alla kroppstyper för en effektiv och bekväm passform. Med många möjligheter till anpassning kan den justerbara Vista TLSO i one-size-storlek användas i de andra två Vista Lower Spine-konfigurationerna och passar bekvämt midjestorlekar från 66 till 152 cm.

Enkel åtkomst för modifiering då alla strukturella komponenter lätt kan tas bort och värmeformas, böjas eller trimmas för att anpassa sig till individuella patientförhållanden.

Användningsområde

Postoperativt stöd, Degenerativ disksjukdom, Utbuktning eller diskbräck, Frakturbehandling, Spondylolys, Spondylolisthesis, Spinal stenosis, Kyfos.

För att ta del av samtliga indikationer, vänligen konsultera produktens IFU.

Kontraindikation

Överkänslighet eller allergi mot något av de material som ortosen är tillverkad av. Svullnad i lymfvävnaden orsakad av cirkulationsrubbningar. Patienter som inte får bära ortos enligt medicinska anvisningar.

Mått

Midjemått

Art.nr.	Modell	Storlek	Midjemått
481150000	Vista TLSO	One Size	66-152 cm

