

Horizon Pro 456

Horizon™ 456 TLSO är utformad för att ge rörelsebegränsning och skapa en optimal miljö för läkning i thorakolumbar- och ländryggen. Horizon 456 TLSO är bekväm att bära och lätt att ta på och av. Den är särskilt utformad för patienter med utmanande indikationer som kompressionsfrakturer, sprängfrakturer och hyperkyfos. Horizon-skenorna är justerbara i en storlek och passar bekvämt midjemått från 61-127 cm. Aspens patenterade 4:1 mekaniskt fördelaktiga SlickTrack™ åtdragningssystem drar åt upptill och nedtill oberoende av varandra. På så sätt kan patienten enkelt anpassa kompressionen efter behov. För att ytterligare stödja patientens återhämtning kan den trappas ned till den andra Horizon PRO för behandling av återkommande sjukdomar.



Användningsområde

Postoperativt stöd, Degenerativ disksjukdom, Utbuktning eller diskbräck, Frakturbehandling, Spondylolys, Spondylolisthesis, Spinal stenosis, Kyfos.

För att ta del av samtliga indikationer, vänligen konsultera produktens IFU.

Kontraindikation

Överkänslighet eller allergi mot något av de material som ortosen är tillverkad av. Svullnad i lymfvävnaden orsakad av cirkulationsrubbningar. Patienter som inte får bära ortos enligt medicinska anvisningar.

Mått

Midjeomfång

Art.nr.	Modell	Storlek	Midjemått
481190000	Horizon Pro 456	One Size	61-127 cm