

# QuikDraw PRO

QuikDraw™ PRO är utformad för att öka bålstabiliteten och ge riktad kompression för att hjälpa till att återställa funktionell rörlighet. Den mekaniskt avancerade åtdragningsmekanismen SlickTrack™ spänner åt oberoende ovanför och undertill. På så sätt kan patienten enkelt anpassa kompressionen efter behov. Den fasta men flexibla QuikDraw anpassar sig till patientens lordos för att ge verkligt strukturellt stöd. Korsetten kan skräddarsys genom att olika komponenter tas bort, läggs till eller modifieras och alla strukturella komponenter kan termoformas, böjas eller trimmas. Höjd ca 22 cm

## Användningsområde

Postoperativt stöd, Dekonditionerad bålmskulatur, Degenerativ disksjukdom, Utbuktning eller diskbräck, Ospecifik ländryggssmärta, Kronisk ländryggssmärta, Frakturbehandling, Spondylolys, Spondylolisthesis, Spinal stenosis, Facettsyndrom.

För att ta del av samtliga indikationer, vänligen konsultera produktens IFU.

## Kontraindikation

Överkänslighet eller allergi mot något av de material som ortosen är tillverkad av. Svullnad i lymfvävnaden orsakad av cirkulationsrubbingar. Patienter som inte får bära ortos enligt medicinska anvisningar.

## Mått

Midjeomfång

Art.nr.	Modell	Storlek	Färg	Midjemått
481100010	QuikDraw Pro	X-Small	Svart	53-68 cm
481100011	QuikDraw Pro	Small	Svart	66-81 cm
481100012	QuikDraw Pro	Medium	Svart	79-94 cm
481100013	QuikDraw Pro	Large	Svart	92-102 cm
481100014	QuikDraw Pro	X-Large	Svart	104-119 cm
481100015	QuikDraw Pro	XX-Large	Svart	117-145 cm
481110012	Rigid främre panel	Standard	Svart	-
481110013	Rigid främre panel	Large	Svart	-
481090000	Förlängningspanel	-	Svart	-

