

Aspen Active P-TLSO

Aspens Active Postural-TLSO är designad för att adressera symtomen som är förknippade med dålig hållning. Stödet är utformat för att aktivt påverka hållningen genom att ge mild support samtidigt som det aktiverar och stärker de nödvändiga musklerna som främjar korrekt ryggradsjustering. NEWmatix™ Systemet ger en mild påminnelse till patienten att dra tillbaka och ned axlarna, likt en skulderbladsknipsövning som utförs under fysioterapi. Alla strukturella komponenter kan enkelt tas bort och kan värmeformas, böjas eller trimmas för att anpassa sig till individuella patientförhållanden. När patienten fortskrider i behandlingen kan stödet trappas ner. Axelband och ländryggsbälte kan tas bort och användas separat.

Användningsområde

Postoperativt stöd, degenerativ disksjukdom, diskbuktning eller diskbräck, frakturhantering, spondylolys, spondylolisthes, spinal stenosis, kyfosis.

För att ta del av samtliga indikationer, vänligen konsultera produktens IFU.

Kontraindikation

Överkänslighet eller allergier mot något av materialen som stödet är tillverkat av. Svullnad av lymfatisk vävnad orsakad av cirkulationsrubbningar. Patienter som enligt medicinska instruktioner inte får bära ett stöd.

Mått

Midjemått

Art.nr.	Modell	Storlek	Midjemått
480010000	Aspen Active P-TLSO	One Size	61-127 cm
480020000	Förlängningspanel	-	-

