

Summit 456 TLSO

Aspen Summit 456 är en inelastisk stödsele som är designad för att främja en mer naturlig hållning samtidigt som den erbjuder ett diskret alternativ till postkirurgisk TLSO. Den fasta men flexibla ryggpanelen formar sig naturligt efter patientens lordos för att ge extra strukturellt stöd, och Aspens Super SlickTrack™ System har en oberoende övre och nedre spännmekanism som ger direkt kompression där det behövs, oavsett patientens styrka. Teleskoperande axelband möjliggör höjdjustering för att passa olika patientanatomier. Sure Slot™-storleksmekanismen erbjuder flera storlekar i en sele. Alla strukturella komponenter kan enkelt tas bort och värmeforms, böjas eller kapas för att anpassas till individuella patientförhållanden. Välj mellan Summit 456 TLSO, Summit 637 LSO och Summit 631 LSO beroende på graden av rörelsebegränsning som krävs. Varje sele finns tillgänglig som justerbar i en storlek eller i originalstorlek (631 LSO endast i One size).

Användningsområde

Postoperativt stöd, degenerativ disksjukdom, utbuktande eller bräck på disk, frakturhantering, spondylolys, spondylolistes, spinal stenosis, kyfosis.

För att ta del av samtliga indikationer, vänligen konsultera produktens IFU.

Kontraindikation

Hypersensitivitet eller allergier mot något av materialen som selen är tillverkad av. Svullnad av lymfvävnad orsakad av cirkulationsstörningar. Patienter som inte får bära sele enligt medicinska anvisningar.

Mått

Midjemått

Art.nr.	Modell	Storlek	Midjemått
481070000	SUMMIT 456 TLSO ADJUSTABLE	One Size	66-152 cm
481080011	SUMMIT 456	Small	66-86 cm
481080012	SUMMIT 456	Medium	84-107 cm
481080013	SUMMIT 456	Large	104-130 cm
481080014	SUMMIT 456	X-Large	127-152 cm
481090000	Förlängningspanel	-	-

