

VACOped XELGO

VACOped XELGO är en innovativ fot- och fotledsortos för behandling av akillessenerupturer utan kirurgiskt ingrepp. Walkern håller foten i rätt position under hela läkningsperioden, som kombinerat med ett kontrollerat rörelseomfång möjliggör tidig och funktionell rehabilitering.

De nya XELGO-inläggen är en vidareutveckling av en beprövad pärlteknologi där pärlor inbäddade i dynor binds samman via viskösa vätskebryggor. Den innovativa tekniken innebär att XELGO-inläggen formar sig utifrån patientens individuella anatomi samtidigt som det stabiliserar, fixerar, omsluter svullnader och minskar tryck.

XELGO-teknologin gör hanteringen av ortosen enklare och snabbare jämfört med vakuum- och luftsystem. DryClim®-materialet säkerställer andningsförmåga och ventilation. Jämförande studier har visat samma gipsstabilitet och samma höga kapacitet för tryckavlastning.

Ortosen erbjuder ett rörelseomfång (ROM) från -15° till +30°, och designen ger en verklig spetsfotposition för foten och vristen vid behandling av akillessenerupturer. Mycket anpassningsbar med endast 3 storlekar.

Användningsområde

Fotledsfrakturer, metatarsalfrakturer, akillessenerupturer, kalkaneusfrakturer, svåra stukningar, proteser och artrodeser.

Mått

Skostorlek och/eller ankel-/vadamkrets samt framfotsbredd. Vid storleksgränserna mellan Small/Medium och Medium/Large-versionerna bör den mindre storleken av VACOped XELGO väljas om möjligt.



Art.nr.	Modell	Storlek	Omkrets ankel	Framfotens bredd	Fotlängd
476620011	VACOped XELGO	Small	14-29 cm	10 cm	22-25 cm
476620012	VACOped XELGO	Medium	22-40 cm	12 cm	25,1-28 cm
476620013	VACOped XELGO	Large	30-45 cm	13 cm	28,1-31 cm
476660011	XELGO polstring för VACOPEd	Small	-	-	-
476660012	XELGO polstring för VACOPEd	Medium	-	-	-
476660013	XELGO polstring för VACOPEd	Large	-	-	-