

VACO®pedes Xelgo



OPED VACO®pedes Xelgo erbjuder immobilisering av framfoten med full rörelsefrihet i fotleden och optimal tryckavlastning runt framfoten och mellanfoten. Xelgo-inlägget är en ny och banbrytande innovation och en vidareutveckling av den beprövade Oped-bead-teknologin. Inläggen innehåller pärlor inbäddade i kuddar som binds samman via viskösa vätskebroar. Foten sjunker ned i inlägget som anpassar sig efter patientens individuella anatomi – fixerad och optimalt stabiliserad, omslutande svullnad och avlastning av trycket. DryClim®-materialet säkerställer andningsförmåga och ventilation. Handhavandet av ortosen är enklare jämfört med vakuüm- och luftsystem, tack vare XELGO-teknologin. Jämförande studier har visat samma gipsstabilitet och samma höga kapacitet för tryckavlastning. Den rullande sulan leder till ett fysiologiskt och säkert gångmönster. Mycket anpassningsbar med endast 3 storlekar.

Användningsområde

Metatarsalfrakturer I - IV, Hammer- och klo-tår, Hallux valgus / rigidus, Lapidusoperation, Artrodes i metatarsallederna.

Mått

Skostorlek och/eller ankel-/vadamkrets samt framfotsbredd. Vid storleksgränserna mellan Small/Medium och Medium/Large-versionerna bör den mindre storleken av VACO®pedes Xelgo väljas om möjligt.

Art.nr.	Modell	Storlek	Omkrets vad	Omkrets ankel	Framfotens bredd	Fotlängd
476630011	VACO®pedes Xelgo	Small	29-39 cm	14-29 cm	10 cm	22-25 cm
476630012	VACO®pedes Xelgo	Medium	35-51 cm	22-40 cm	12 cm	25,1-28 cm
476630013	VACO®pedes Xelgo	Large	40-58 cm	30-45 cm	13 cm	28,1-31 cm
476670011	XELGO polstring för VACOPED	Small	-	-	-	-
476670012	XELGO polstring för VACOPED	Medium	-	-	-	-
476670013	XELGO polstring för VACOPED	Large	-	-	-	-