

Vista® Multipost Collar

Vista® MultiPost Collar ger en ytterligare nivå av rörelsebegränsning och justerbarhet jämfört med konventionella nackkragar. Vista® MultiPost bakpanelen har tre höjdinställningar för att passa olika patientanatomier samtidigt som den har justeringstekniken från Vista®-kragen framtill. De roterande occipitalpanelerna hjälper till att ge extra stöd till nackregionen. En innovativ design av bakpanelen ger bättre synlighet och förbättrar förmågan att inspektera huden utan att ta bort kragen. Liksom Vista® Collar är Multipost Collar justerbar i en storlek för att minimera storleksfel. Den bomullsfodrade, hypoallergena, öppna cellskumspadningen leder bort fukt från huden och tillåter luftflöde för att torka upp eventuell fukt. Tät, klickbar skum erbjuder extra dämpning för att hjälpa till att skydda mot hudnedbrytning.

Användningsområde

Avlastningsprocedurer, frakturbehandling, postoperativ stabilisering, whiplash, cervikal disksyndrom.

För att ta del av samtliga indikationer, vänligen konsultera produktens IFU.

Kontraindikation

Överkänslighet eller allergier mot något av de material som stödet är tillverkat av. Svullnad i lymfvävnaden orsakad av cirkulationsstörningar. Patienter som enligt medicinska instruktioner inte får bära ett stöd.

Mått

Vista® Multipost Collar är i en storlek.



Art.nr.	Modell	Storlek
480460000	Vista Multipost collar	One Size
480470000	Vista Multipost Collar Set + ersättningspolster	-
480480000	Set med ersättningspolster	-