

Armslinga BAS

Enkel armslinga som har steglöst axelband. Axelbandet har en flyttbar polstring för ökad komfort. Dubbla D-ringar möjliggör användning både med och utan underarmsgips eller ortos. Tumögla.

Användningsområde

Avsedd för tillfällig avlastning av axel och arm. Posttraumatiska och postoperativa tillstånd.

Mått

Armbåge till MCP.



Art.nr.	Storlek	Mått	Vä/Hö	Färg
471010011	Small	25-28 cm	Bilateral	Grå
471010012	Medium	27-30 cm	Bilateral	Grå
471010013	Large	29-32 cm	Bilateral	Grå
471010014	X-Large	31-34 cm	Bilateral	Grå