

KiddieGAIT® SoftKIT™

KiddieGAIT® SoftKIT™ är en bekväm och smidig polstring avsedd att användas tillsammans med KiddieGAIT®, KiddieFLOW™, och KiddieROCKER®. Varje förpackning innehåller två polstringar och självhäftande MikroFix.

KiddieGAIT®



Art.nr.	Modell	Storlek
283970008	För KiddieGAIT	Baby Small
283970009	För KiddieGAIT	Baby Medium
283970010	För KiddieGAIT	Baby Large
283780011	För KiddieFLOW, KiddieGAIT, KiddieROCKER	Small
283780012	För KiddieFLOW, KiddieGAIT, KiddieROCKER	Medium
283780013	För KiddieFLOW, KiddieGAIT, KiddieROCKER	Large
283780014	För KiddieFLOW, KiddieGAIT, KiddieROCKER	X-Large
283790011	Microfix Drop	Small
283790012	Microfix Drop	Medium
283790013	Microfix Drop	Large/X-Large