

Dynatrack™ patella PLUS stabilizer

Dragruntmödel med kraftig pelott för stabilisering av patella. Patellastödet kan appliceras lateralt eller medialt. Pelottdraget justeras lätt med de två mindre banden. Ortosen har integrerade stödband och är öppen i knävecket. Tillverkad i ett material som andas.

Användningsområde

Chondromalacia patella , efter luxerad patella och subluxerad patella.

Mått

Knämmått mid-patella



Art.nr.	Storlek	Mått	Vä/Hö	Färg
286770010	X-Small	25-30 cm	Bilateral	Svart
286770011	Small	30-35 cm	Bilateral	Svart
286770012	Medium	35-40 cm	Bilateral	Svart
286770013	Large	40-45 cm	Bilateral	Svart
286770014	X-Large	45-50 cm	Bilateral	Svart
286770015	XX-Large	50-55 cm	Bilateral	Svart