

# Active X™ Knee Patella

Denna öppna modell är avsedd att stabilisera patella, framför allt i sidled. Ortosen har en inbyggd specialtillverkad pelott som genom sin konstruktion lägger sig stadigt på sidan av patella och "greppar" tag och håller patella på plats. För ett extra stöd har ortosen en urtagbar halvmåneformad plastskena. Materialet är det innovativa ventilerande ActiveX-materialet som är bekvämt och följsamt.

## Användningsområde

PFSS (Patellofemoralt Smärt Syndrom), Patella luxation, Patella subluxation.

## Mått

Knämmått mid-patella cirkulärt

ACTIVE X™



| Art.nr.   | Storlek  | Mått     | Vä/Hö      | Färg  |
|-----------|----------|----------|------------|-------|
| 280550009 | XX-Small | 24-29 cm | Bilateralt | Svart |
| 280550010 | X-Small  | 28-33 cm | Bilateralt | Svart |
| 280550011 | Small    | 32-37 cm | Bilateralt | Svart |
| 280550012 | Medium   | 36-41 cm | Bilateralt | Svart |
| 280550013 | Large    | 40-45 cm | Bilateralt | Svart |