

TRUalign™ OA

TRUalign™ OA är en unilateral knäortos för behandling av mild till måttlig enkelsidig knäartros. Det är en enkelsidig OActive™-led, designad till en användarvänlig "wrap around" ortos. Enkel att sätta på. Luftigt och bekvämt material.

Q-leds teknologin förser användaren god avlastning enligt 3-punkts principen för att minska tryck och smärta vid knäartros.

Fördelar

- Lättanvända tryckknappar
- Dynamiska band - flexibla korrigeringsalternativ
- Skum med öppna celler - bättre andningsförmåga
- Lateral ram - effektiv korrigerings för medial eller lateral OA
- Anatomiskt formad - hög stretch i tyget för bra passform och kompression

Användningsområde

Enkelsidig medial eller lateral mild till måttlig knäartros.

Mått

Mått 1: Omkretsmått 15 cm över mid-patella.

Mått 2: Omkretsmått 15 cm nedanför mid-patella.



Art.nr.	Storlek	Vä/Hö	Knämått 1	Knämått 2
550181011	Small / Medium	Vänster	36-47cm	28-36cm
550182011	Small / Medium	Höger	36-47cm	28-36cm
550181012	Medium / Large	Vänster	47-65cm	36-48cm
550182012	Medium / Large	Höger	47-65cm	36-48cm
550181013	Large / X-large	Vänster	65-81cm	48-64cm
550182013	Large / X-large	Höger	65-81cm	48-64cm