

Armslinga med abduktionskudde

Ett universellt axellås som effektivt immobiliserar axelleden. Det bekväma axellåset kommer med en 15° abduktionskudde som enkelt fästs på insidan av selen och som är löstagbar. Den inre delen av abduktionskudden är formad för att vila bekvämt mot patienten.

Användningsområde

Kan användas för olika besvär i axeln. Rotatorcuffskirurgi, glenohumerala dislokationer/subluxation, posterior/främre kapselreparationer, mjukdelskirurgi, överbelastning.



Art.nr.	Storlek	Färg
422180000	Onesize	Blå