

Swim Form

Swim Form är en badprotes som är gjord i lättviktsilikon speciellt anpassad för bad, simning och vattengymnastik. Protesen är helt genomskinlig och tål alla typer av badvatten: klorerat badvatten samt söt-, och saltvatten. Levereras i en vacker satinpåse. Finns i storlekarna 1-12.



Art.nr.	Modell	Storlek
102770001	Swim Form	1
102770002	Swim Form	2
102770003	Swim Form	3
102770004	Swim Form	4
102770005	Swim Form	5
102770006	Swim Form	6
102770007	Swim Form	7
102770008	Swim Form	8
102770009	Swim Form	9
102770010	Swim Form	10
102770011	Swim Form	11
102770012	Swim Form	12